

CL Quick test

Sada testovacích proužků pro měření chloridů

Vlastnosti:

- stanovení chloridů ve vodě
- možnost provedení až 40 analýz vody

Obsah balení:

- 40 ks testovacích proužků

Rozsah měření:

- 30 – 650mg/l chloridů

Návod k použití:

Testovací sada CL Quick test je určena k provedení rychlé a snadné kontroly stanovení chloridu ve vodě. Objem chloridů pak můžete upravit pomocí reverzní osmózy.

Pracovní postup:

1. Vyjměte testovací proužek z lahvičky a hned ji uzavřete!
2. Spodní konec proužku vložte do měřené kapaliny tak, aby byl ponořen do výšky cca 1 cm.
3. Nechte kapalinu pomalu vzlínat směrem k **příčnému** oranžovému proužku na konci stupnice. Měření je dokončeno, když tento proužek kompletně změní barvu z oranžové na černou
4. Pokud jsou v kapalině obsaženy chloridy. Oranžový **svislý** proužek se stupnicí se bude postupně odbarvovat.
5. Na stupnici odečtete hodnotu, kam dosahuje odbarvená zóna, zjištěnou hodnotu porovnejte s tabulkou a odečtete výsledné množství chloridů v mg/l.



Převodní stupnice chloridů na mg/l

dílek na stupnici	chloridy (mg/l)	dílek na stupnici	chloridy (mg/l)
1,4	31	4,8	208
1,6	37	5,0	225
1,8	43	5,2	243
2,0	50	5,4	261
2,2	57	5,6	281
2,4	64	5,8	301
2,6	73	6,0	323
2,8	81	6,2	346
3,0	91	6,4	370
3,2	101	6,6	396
3,4	112	6,8	424
3,6	124	7,0	453
3,8	136	7,2	486
4,0	149	7,4	521
4,2	163	7,6	559
4,4	177	7,8	602
4,6	192	8,0	650



Důležité:

Mezi jednotlivými měřeními je nutné lahvičku vždy uzavřít.
Skladovat při teplotě max 30°C

AV EQUEN si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění vylepšovat a měnit popsané produkty a příslušné technické údaje. Informace a obrázky obsažené v tomto dokumentu jsou určeny pouze pro informační účely, nejsou závazné a v žádném případě nezprošťují uživatele povinnosti přísně dodržovat platné předpisy a normy správné praxe.